

UrgoSuperabsorber

DE SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE, STERIL, MEDIZINPRODUKT *

INDIKATIONEN:

UrgoSuperabsorber ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage zur Verwendung bei exsudierenden Wunden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

UrgoSuperabsorber hat einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat absorbiert und zurückhält. Das Exsudat wird vertikal durch die Wundauflage aufgenommen und unter Gelbildung im Kern gespeichert, wodurch das Mazerationsrisiko an den Wundrändern minimiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten wird. Beide Produktseiten können auf die Wunde aufgelegt werden.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:

UrgoSuperabsorber sollte bei exsudierenden Wunden angewendet werden. **UrgoSuperabsorber** kann als Primär- oder als Sekundärverband verwendet werden. Reinigen Sie die Wunde gemäß dem örtlichen Protokoll. Trocknen Sie die umliegende Haut sorgfältig ab. Wählen Sie die Größe der Wundauflage entsprechend der Wundgröße; die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde mit einem Rand überlappen, da die Siegelränder kein Exsudat absorbieren. **UrgoSuperabsorber** muss direkten Kontakt zum Wundgrund oder dem Primärverband haben. Fixieren Sie **UrgoSuperabsorber**. **UrgoSuperabsorber** kann in Kombination mit einer Kompressionstherapie verwendet werden. **UrgoSuperabsorber** sollte abhängig vom klinischen Zustand der Wunde oder vor der vollständigen Sättigung der Wundauflage gewechselt werden. Wenn sich der Zustand der Wunde verschlechtert, wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Das Entfernen der Wundauflage kann durch Anfeuchten der Wundauflage erleichtert werden. Entsorgen Sie die Wundauflagen als medizinischen Abfall gemäß den lokal geltenden Vorschriften.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Die Wundauflage nicht zuschneiden, die Umhüllung muss intakt bleiben. Verwenden Sie die Wundauflage nicht, wenn die Sterilverpackung beschädigt ist. Einwegprodukt, nicht erneut

sterilisieren, kann nicht wiederverwendet werden.

KONTRAINDIKATIONEN:

UrgoSuperabsorber sollte nicht auf Augen, Schleimhäuten, Sehnen, auf trockenen Wunden oder in Wundhöhlen verwendet werden, da die Wundauflage während der Absorption anschwillt.

UrgoSuperabsorber sollte nicht bei Personen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder ihrer Komponenten verwendet werden.



- Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung führt zu Kreuzkontaminationen.



- Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist.



- Begrenzungen der relativen Feuchtigkeit.



- Nicht schneiden.

UrgoSuperabsorber

FR PANSEMENT SUPERABSORBANT, STÉRILE, DISPOSITIF MÉDICAL *

INDICATIONS :

UrgoSuperabsorber est un pansement stérile superabsorbant à utiliser sur les plaies exsudatives.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UrgoSuperabsorber dispose d'un cœur superabsorbant qui absorbe et retient l'exsudat. L'exsudat est absorbé verticalement par le pansement et est retenu dans le cœur absorbant en formant un gel, ce qui minimise le risque de macération de la peau périlésionnelle tout en maintenant un environnement humide de la plaie. Les deux côtés du produit peuvent être utilisés sur la plaie.

MODE D'EMPLOI :

UrgoSuperabsorber doit être utilisé uniquement sur les plaies exsudatives. **UrgoSuperabsorber** peut être utilisé comme pansement primaire ou comme pansement secondaire. Nettoyer la plaie conformément au protocole local. Sécher soigneusement la peau environnante. Choisir une taille de pansement adaptée à la taille de la plaie. Le bord du cœur absorbant du pansement doit dépasser la plaie de façon à ce que les bords de scellement n'absorbent pas l'exsudat. Appliquez **UrgoSuperabsorber** en contact direct avec le lit de la plaie ou le pansement primaire. Maintenir le produit en place. **UrgoSuperabsorber** peut être utilisé en combinaison avec un traitement de contention. **UrgoSuperabsorber** doit être remplacé en fonction de l'état clinique de la plaie ou avant d'arriver à saturation. Si l'état de la plaie se dégrade, consultez votre professionnel de santé. Le retrait du pansement peut être facilité par son humidification. Éliminer le pansement avec les déchets cliniques conformément aux directives locales.

ATTENTION :

Ne pas couper le pansement, l'enveloppe doit rester intacte. Ne pas utiliser le pansement si l'emballage stérile est endommagé. Produit à usage unique, ne pas re-stériliser. Le produit ne peut être réutilisé.

CONTRE-INDICATIONS :

UrgoSuperabsorber ne doit pas être utilisé sur les yeux, sur les muqueuses, sur les tendons ou sur des plaies sèches ainsi que dans des cavités de plaies étant donné que le pansement gonfle avec l'absorption. **UrgoSuperabsorber** ne doit pas être utilisé sur des personnes présentant une sensibilité connue au pansement ou à ses composants.



- Ne pas réutiliser. Une réutilisation causera une contamination croisée.



- Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.



20% 60% - Limitation de l'humidité relative.



- Ne pas couper.

UrgoSuperabsorber

IT MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE PER FERITE, STERILE, DISPOSITIVO MEDICO *

INDICAZIONI:

UrgoSuperabsorber è una medicazione sterile superassorbente per l'uso su ferite essudanti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO:

UrgoSuperabsorber ha un nucleo superassorbente che assorbe e trattiene l'essudato. L'essudato viene assorbito verticalmente dalla medicazione e viene trattenuto nel nucleo formando un gel, minimizzando così il rischio di macerazione cutanea perilesionale, mantenendo al tempo stesso un ambiente umido della ferita. Entrambi i lati del prodotto possono essere usati rivolti verso la ferita.

ISTRUZIONI PER L'USO:

UrgoSuperabsorber deve essere usato su ferite essudanti. **UrgoSuperabsorber** può essere usato come medicazione primaria o secondaria. Detergere la ferita in conformità con il protocollo locale. Asciugare accuratamente la cute perilesionale. Scegliere la misura della medicazione in base alla dimensione della ferita; il bordo centrale della medicazione deve sovrapporsi alla ferita con un certo margine poiché i bordi sigillanti non assorbono l'essudato. Applicare **UrgoSuperabsorber** a diretto contatto con il letto della ferita o la medicazione primaria. Fissare il prodotto in sede. **UrgoSuperabsorber** può essere usato in combinazione con la terapia compressiva. **UrgoSuperabsorber** deve essere cambiato a seconda delle condizioni cliniche della ferita, o prima di saturarsi. Se la ferita peggiora, consultare l'operatore sanitario di riferimento. È possibile facilitare la rimozione della medicazione inumidendola. Smaltire la medicazione come rifiuto clinico in conformità con le normative locali.

ATTENZIONE:

Non tagliare la medicazione, poiché il rivestimento deve rimanere intatto. Non usare la medicazione se la confezione sterile è danneggiata. Prodotto monouso, non risterilizzare, non riutilizzare.

CONTROINDICAZIONI:

Non usare **UrgoSuperabsorber** su occhi, mucose, tendini, ferite

asciutte o nelle cavità delle ferite perché la medicazione si rigonfia durante l'assorbimento. Non usare **UrgoSuperabsorber** nei soggetti con sensibilità nota alla medicazione o ai suoi componenti.



- Non riutilizzare. Il riutilizzo può causare una contaminazione crociata.



- Non utilizzare se l'imballaggio non è integro.



20% 60% - Limite di umidità.



- Non tagliare

CE 0413



Latest revision: 2022-01



5°C 30°C



Absorbest AB • Klintvägen 1 • SE-590 39 Kisa, SWEDEN • www.absorbest.se



Händler: URGO GmbH • Justus-von-Liebig-Straße 16 • D-66280 Sulzbach