



Górna / Viršutinis
protezās / Augšējām
prolēm / Ulemised
proteesid / Felső
Horní část / Horní část
/ Zgornja / Gornja



Dolna / Apatinis
protezās / Apakšējām
prolēm / Alumised
proteesid / Also
Spodni část / Spodná
část / Spodnja / Donja



Češčiowa / Dalinis
protezās / Delejam
prolēm / Osaisied
proteesid / Alsó
Spodni část / Spodná
část / Spodnja / Donja

blend-a-dent



DE ANWENDUNG: 1) Zahnprothese reinigen & trocknen 2) Haftcreme in dünnen fortlaufenden Streifen wie gezeigt auftragen 3) Prothese einsetzen und kurz fest andrücken 4) Zum Entfernen der Prothese den Mund mit warmem Wasser ausspülen, leicht an der Prothese wackeln, bis sie sich löst. Spitze und Kappe trocken halten, um ein Verstopfen zu verhindern. Wenn die Spitze verstopft, mit einer Nadel öffnen. DIE TUBE VON UNTEN NACH OBEN AUSDRÜCKEN, GLATTSTREICHEN, NICHT AUFWELLEN

WICHTIG: • NICHT mehr Haftcreme anwenden als in der Abbildung gezeigt (nicht mehr als 1,25g genau wie im Diagramm gezeigt). Wenn das Produkt herausquillt, haben Sie zu viel aufgetragen. • NICHT mehr als angegeben auftragen. "Blend-a-dent Krümelchutz" und "Blend-a-dent Duo-Schutz" enthalten Zink. Fragen Sie Ihren Arzt wenn Sie weitere zinkhaltige Produkte verwenden. • NICHT übertrieben viel Haftcreme bei schlecht sitzender Prothese auftragen. • NICHT mehr als angegeben verwenden. • LASSEN SIE den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig bei Ihrem Zahnarzt kontrollieren. Schlecht sitzende Prothesen können Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

ACHTUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Sind Sie erst seit kurzem Gebisssträger oder brauchen Sie Tipps für das Leben mit Zahnprothesen? Besuchen Sie uns auf <http://www.blend-a-dent.de>

PL INSTRUKCJA UŻYCI: 1) Wyczyść i osusz protezę. 2) Nałóż cienką pasmę kleju, jak pokazano na rysunku.

3) Włóż protezę i docisnij przez chwilę. 4) Aby usunąć protezę, przepłucz usta ciepłą wodą, delikatnie poruszaj protezą, aż do momentu obluźnienia. Ostrożnie wyjmij. Utrzymuj końcówki i zakreśły w czystości. W przypadku zatkania udroźnij za pomocą odpowiedniego narzędzia. **WYCSKAĆ TUBKĘ OD GÓRY, SPŁASZCZAĆ, NIE ZAWIJAC.** **WAŻNE:** • NIE używaj więcej kleju do protezy niż pokazano na rysunku (nie więcej niż 1,25 g). Jeżeli w ustach klej wysycha się spod protezy, użyj go dużo produktu. • NIE używaj produktu częściej niż wskazano. Blend-a-dent Foodseal i Blend-a-dent Dual Protection zawierają cynk. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zazywasz inne produkty, zawierające cynk. • NIE używaj nadmiaru produktu do niedopasowanych protez. • NIE używaj więcej niż wskazane.

• KONSULTUJ się regularnie z dentystą, aby upewnić się, że masz odpowiednio dopasowane protezy. Słabo dopasowane protezy mogą osłabić twoje zdrowie. **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Jesteś nowym użytkownikiem protezy? A może szukać porad jak normalnie funkcjonować z protezą? Odwiedź nas na www.insytlut.pl

LT NAUDOJIMAS: 1) Nuvalykite ir nusausinkite protezus. 2) Užtepkite tiksluojamojo kremo plonomis juostelėmis kaip parodyta paveikslėlyje. 3) Įsidėkite protezus ir trumpai palaikykite vietoje. 4) Kad išimtumėte protezus, praskalaukite burną šiltu vandeniu ir švelniai judinkite protezą, kol atsipalaiduos. Laikykite antgalį ir kamštelį sausi, kad neušikimstų. Jei viršūnelė užsikimšo, naudokite adatą, kad atikimstumėt. **TUBĖLE SPAUSKITE IŠ APACIŲ Į VIRŠŲ.** **ŠTIESINKITE TUBĖLE, NEVYNIOKITE JOS. SVARBU:** • **NENAUDOKITE** daugiau produkto negu parodyta (ne daugiau kaip 1,25 g, tiksliai kaip nurodyta diagramoje). Jei produktas sunkiasi pro protezus įsų burbulų, reikšia, kad jį naudojate

Teilprothese

per daug. • **NENAUDOKITE** daugiau nei nurodyta. „Blend-a-dent Foodseal“ ir „Blend-a-dent Dual Protection“ produktų sudėtyje yra cinko. Pasikonsultuokite su gydytoju jei naudojate kitus produktus, kurių sudėtyje yra cinko.

• **NENAUDOKITE** daugiau produkto blogai prisitvirtinantiems protezams. • **NENAUDOKITE** daugiau nei nurodyta. Reguliariai **KONSULTUOKITES** su odontologu, kad užtikrintumėte, jog dantų protezus naudojate tinkamai. Blogai prisitvirtinantis protezas gali pakenkti jūsų sveikatai. **ISPEJIMAS:** Saugoti nuo vaiku. Nenaudokite produkto, jei esate labai jautrus kuriai nors iš sudedamųjų dalių. **LIETOSANAS INSTRUKCIJA:** 1) Notifriet un nosusiniet zobu protezes. 2) Uzliediet kremu planās nepārtrauktās sloksnītēs uz protezes, kā parādīts attēlā. 3) Ievietojiet zobu protezi mutē un nedaudz piespiediet to. 4) Lai izņemtu zobu protezi, izskalojiet muti ar siltu ūdeni, maigi pakustiniet protezi līdz tā atbrīvojas. Tūbinas atveri un vācīnu uzturiet sausu, lai izvairītos no aizsērēšanas. Ja atvere aizsērē, izmantojiet adatu, lai to atbrīvotu. **IZSPĒDIET PRODUKTU, SAKOT NO TUBĪNAS PAMATNES. NOLĪDZINIET, NESARULLĒJIET TUBĪNU. SVARĪGI:** • **NELIETOT** vairāk produkta kā norādīts (ne vairāk kā apmēram 1,25g, uzmanīgi sekojot diagrammai). Ja produkts tek nost no zobu protezēm mutē, jūs lietojāt pār daudz produkta. • **NELIETOT** vairāk kā norādīts. "Blend-a-dent Foodseal" un "Blend-a-dent Dual Protection" produkti satur cinku. Ja lietojat citus cinku saturošus produktus, konsultējieties ar ārstu. • **NELIETOT** vairāk produkta sīki piegulošām protezēm. • **NELIETOT** vairāk kā norādīts. • **KONSULTĒTIES** ar zobārstu regulāri, lai pārbaudīnātus vai protezes ir pareizi piegulošas. Sīkai piegulošas protezes var pasliktināt jūsu veselību. **UZMANĪBU!** Sargāt no bērniem. Nelietot, ja ir paaugstināts jutīgums pret kādu no sastāvdaļām.

EST KASUTUS JUHEND: 1) Puhastage ja kuivatage proteesid. 2) Kandke peale liim peenikeste pidevate ribadena, nagu on näidatud joonisel. 3) Paigaldage proteesid ja hoidke neid lühidalt paigal. 4) Proteeside eemaldamiseks loputage suud sooja veega ja loksutage õrnalt proteese kuni need lahti tulevad. Hoidke tuubi otsik ja kork kuivad, et vältida ummistust. Kui tuubi otsik ummistub kasutage taastavamiseks nõela. **PIGISTAGE TUUBI ÜHTLASELT ALT ÜLESSE, MITTE KEERATA ROLLI. OLULINE:** • **ÄRGE** kasutage proteesiliimi kreemi enam kui on joonisel näidatud (mitte rohkem kui 1,25 g, järgige hoolikalt joonist). Kui proteeside vahelt tuleb toodet välja, olete lisanud liiga palju toodet. • **ÄRGE** kasutage toodet rohkem, kui on kasutusjuhendis soovitatud. "Blend-a-dent Foodseal" ja "Blend-a-dent Dual Protection" toodet sisaldavad tsinki. Kui kasutate ka teisi tsinki sisaldavaid tooteid, konsulteerige arstiga. • **ÄRGE** kasutage toodet liigselt halvast sobituvalel proteesidel. • **ÄRGE** kasutage toodet rohkem, kui on kasutusjuhendis soovitatud. • **KONSULTEERIGE** regulaarselt oma hambaarstiga, veendumaks, et teil on hästi sobituvad proteesid. Halvasti sobituvad proteesid võivad kahjustada teie tervist. **HOIATUS:** Hoida lastele kättesaamatu! Ärge kasutage toodet, kui olete ülitundlik mõne koostisaine suhtes.

HASZNALATI ÚTMUTATÓ: 1) Tisztítsa meg és törölje szárazra a műfogsort! 2) Az órának megfelelően folyamatosan kinyomott, vékony csíkokban vigyen fel rá műfogorragasztó! 3) Helyezze a szájjába a protézist és rövid ideig tartsa a helyén! 4) Az eltávolításhoz óvatosan meleg vízzel és enyhén mozgattassa lazaitsa föl a műfogsort! A beszáradás elkerülésének érdekében a tubus nyílását és kupakját tartsa szárazon! Ha a nyílás közelében a ragasztó