

COM-TeX Zellstofftupfer

Zellstofftupfer



COM-TeX Zellstofftupfer sind Tupfer aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB). Leichtes Trennen der einzelnen Tupfer durch vorperforierte Abmessungen (ca. 5 x 4cm). Fussel-freie Oberfläche und optimale Saugkraft durch mehrlagige Zellstoffschichten. Zwei Rollen im wiederverschließbaren PE-Beutel.

Anwendungsgebiete:

- Zur Hautreinigung oder Desinfektion vor Injektionen und Blutentnahmen
- zum Entfernen von Pflasterrückständen

Zubehör:

- passend zu COM-TeX Zellstofftupfer: die transparente Spendervorrichtung

Ebenfalls erhältlich:

Transparenter Spender für Zellstofftupfer
Art-N°: MCHE70005



medichem Vertriebs GmbH
Sandhof 8-10
D-24768 Rendsburg

Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
ca. 5 x 4cm	154005	00026790	2 Rollen à 500 St.

Materialzusammensetzung:

100% Zellstoff – hochgebleicht, chlorfrei, vorperforiert

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	4818.9010
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja