

KERMA® Verbandstoff GmbH Hainichen

PRODUKTINFORMATION



MULLKOMPRESSEN

Produkt

8-fach oder 12-fach gelegte
Kompressen aus 17-fädigem
Verbandmull Baumwolle (DIN
EN 14079 – VM17, Ph.Eur.) mit
eingeschlagener Schnittkante,
daher keine Randfäden, und
ohne Röntgenkontrastfaden.
Mullkompressen sind
hochsaugfähig, weich,
luftdurchlässig.
Mullkompressen werden steril
(dampfsterilisiert bei 134°C) und
unsteril angeboten.

Indikation

Das große Einsatzgebiet der Mullkompressen umfasst die allgemeine Wundversorgung. Sie werden u.a. auch als Träger für Salben, zur Abdeckung und Reinigung von Wunden eingesetzt.

Lieferform: 8-fach gelegt

steril				
ArtNr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
42140	07453584 110745358417	5cm×5cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42141	07453590 110745359080	7,5cm×7,5cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42142	07453609 110745360901	10cm×10cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen Karton
42143	07453615 110745361564	10cm×20cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton
42144	10810846 111081084664	10cm×10cm	10 Stück im Sterilbeutel/ Folie	30 Packungen/ Karton

unsteril				
ArtNr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
42116	07412757 110741275702	5cm×5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42117	07412786 110741278621	7,5cm×7,5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42115	07118408 110711840863	10cm×10cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42118	07412800 110741280078	10cm×20cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen Tel. 037207 408-22 und -30 Fax 037207 408-20 E-Mail: verkauf@kerma.de KERMA.de



KERMA® Verbandstoff GmbH Hainichen

PRODUKTINFORMATION

MULLKOMPRESSEN

Lieferform: 12-fach gelegt

steril				
ArtNr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
42120	07259132 110725913242	5cm×5cm	5×2 Stück in Peelpackung/ Folie	30 Packungen/ Karton
42121	07259149 110725914932	5cm×5cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42122	07259155 110725915595	7,5cm×7,5cm	5×2 Stück in Peelpackung/ Folie	30 Packungen/ Karton
42123	07259161 110725916161	7,5cm×7,5cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42124	07259178 110725917851	10cm×10cm	5×2 Stück in Peelpackung/ Folie	30 Packungen/ Karton
42125	07259184 110725918417	10cm×10cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	8 Packungen/ Karton
42126	07259190 110725919080	10cm×20cm	5×2 Stück in Peelpackung/ Folie	30 Packungen/ Karton
42127	07259209 110725920901	10cm×20cm	25×2 Stück in Peelpackung/ Faltschachtel	12 Packungen/ Karton

unsteril				
ArtNr.	PZN UDI-DI (PPN)	Abmessung	Originalpackung	Versand- einheit
42110	07118414 110711841429	5cm×5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42111	07118420 110711842092	7,5cm×7,5cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42112	07118437 110711843782	10cm×10cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton
42114	07118443 110711844348	10cm×20cm	100 Stück in Faltschachtel	10 Packungen/ Karton

KERMA® Verbandstoff GmbH

Ziegelstraße 29 | 09661 Hainichen Tel. 037207 408-22 und -30 Fax 037207 408-20 E-Mail: verkauf@kerma.de