

OBSTETRICS NEONATOLOGY ENTERAL

nutri**safe**2

für die enterale Ernährung



3 Einleitung

nutrisafe2 – das Komplettsystem für die enterale Ernährung in der Neonatologie

4–5 Enterale Spritzenpumpe

6–9 Enterale Ernährungssonden

nutrisafe2 Sonden

- 6–7 PUR
- 6–7 Silikon
- 8 Highflow
- 9 mit Mandrin

10–11 Enterale Ernährungsspritzen

nutrisafe2 Spritzen

- 10 VY-P
- 10 A-VY
- 11 UV-Schutz
- 11 Schwerkraftinfusionshalter

12–13 Verlängerungen

nutrisafe2 Verlängerungen

- 12 MIC-Key® / Überleitungssystem
- 13 ohne Klemme
- 13 mit Klemme

14–23 Zubehör


- 14 Aufziehhalm mit Filter
- 14 Aufziehhalm
- 15 Aufziehkanüle
- 15 Universeller Spike
- 16 Spike mit Kappe
- 16 Flaschenverschlusskappe
- 17 Belüftungskappe
- 17 Sondenverschlusskappe
- 17 Spritzenverschlusskappe
- 18 Stufenadapter
- 18 Trichteradapter
- 19 Männlich-männlich-Adapter
- 19 Adapter ENFit™ –nutrisafe2
- 20 Y-Konnektor
- 20 Dreiwegehahn
- 21 Grip-Lok® Ernährung

22–23 Homecare-Versorgung / Homecare-Partner

DAS KOMPLETTSYSTEM FÜR DIE ENTERALE ERNÄHRUNG IN DER NEONATOLOGIE

nutrisafe2 ist optimal auf die Bedürfnisse in der Neonatologie abgestimmt.


Vygon bietet ein breites Sortiment an Ernährungssonden, Spritzen, Verlängerungen und Zubehör an.



ENTERALE SPRITZENPUMPE

Technische Eigenschaften

- ▶ Maße (L/W/H): 306 mm / 140 mm / 146 mm
- ▶ Gewicht: 2,25 kg
- ▶ Genauigkeit der Durchflussmenge: Genauigkeit einschließlich Spritze ± 1%
(Nennwert) Mechanische Genauigkeit ± 1%




Für Spritze ml	Bolusgabe ml/h	Durchflussrate
50/60	1.500	0,1 bis 1.500 ml/h (Sollwert 0,1 bis 999,9 ml/h, 0,1 ml/h Schritte) (Sollwert 1.000 ml/h oder mehr, 1 ml/h Schritte)
30/35	900	0,1 bis 900 ml/h (0,1 ml/h Schritte)
20	600	0,1 bis 600 ml/h (0,1 ml/h Schritte)
10	400	0,1 bis 400 ml/h (0,1 ml/h Schritte)

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Spritzenpumpe	0VKSN50C6	1

Ernährungssonde aus thermosensiblen Polyurethan (PUR) und Silikon für eine kurz- und mittelfristige Ernährungstherapie bis zu 29 Tage

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Distal geschlossene Sonde mit zwei seitlichen Öffnungen
- ▶ Gute Griffbarkeit des Ansatzes durch seitliche Rillen
- ▶ Röntgenkontrastfähig
- ▶ Numerische Zentimetermarkierung
 - 5 cm bis 35 cm bei 40-cm-, 50-cm- und 75-cm-Sonden
 - 5 cm bis 70 cm bei 125-cm-Sonden
- ▶ Farbkodierung der Sondenverschlusskappen zur Größenbestimmung
- ▶ Einzeln steril verpackt



PUR-SONDEN

Sonde			Totr.-Vol. ml	Farbcode	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Fr	Ø außen mm						
40	4	1,5	0,26	violett	06847482	03.36.02.3030	1364.042	25
40	5	1,7	0,38	grau	06847499	03.36.02.3029	1364.052	25
40	6	2,0	0,53	grün	09398211	03.36.02.3028	1364.062	25
40	8	2,6	0,80	blau	06847507	03.36.02.3027	1364.082	25
50	4	1,3	0,31	violett	06847306	03.36.02.3022	1361.042	50
50	5	1,7	0,46	grau	06847312	03.36.02.3023	1361.052	50
50	6	2,0	0,64	grün	06847329	03.36.02.3025	1361.062	50
50	8	2,6	0,97	blau	06847335	03.36.02.3026	1361.082	50
50	10	3,3	1,70	schwarz	06847341	03.36.02.3024	1361.102	50
75	4	1,3	0,44	violett	06847418	03.36.02.3035	1363.042	25
75	5	1,7	0,66	grau	06847424	03.36.02.3036	1363.052	25
75	6	2,0	0,92	grün	06847430	03.36.02.3032	1363.062	25
75	8	2,6	1,40	blau	06847447	03.36.02.3031	1363.082	25
75	10	3,3	2,50	schwarz	06847453	03.36.02.3034	1363.102	25
75	12	4,0	3,80	weiß	06847476	03.36.02.3033	1363.122	25
125	4	1,3	0,69	violett	06847358	03.36.02.3037	1362.042	25
125	5	1,7	1,05	grau	06847364	03.36.02.3017	1362.052	25
125	6	2,0	1,50	grün	06847370	03.36.02.3018	1362.062	25
125	8	2,6	2,30	blau	06847387	03.36.02.3019	1362.082	25
125	10	3,3	4,00	schwarz	06847393	03.36.02.3020	1362.102	25
125	12	4,0	6,30	weiß	06847401	03.36.02.3021	1362.122	25
125	14	4,5	9,00	dunkelgrün	09646910	03.36.02.2016	1362.142	50
125	16	5,0	12,30	orange	09646927	03.36.02.2017	1362.162	50


SILIKON-SONDEN

Sonde			Totr.-Vol. ml	Farbcode	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Fr	Ømm						
50	4	1,5	0,29	violett	04120600	03.36.02.2025	2331.042	10
50	5	1,7	0,44	grau	04120652	03.36.02.2026	2331.052	10
50	6	2,0	0,62	grün	04120669	03.36.02.2027	2331.062	10
50	8	2,5	0,92	blau	04120681	03.36.02.2028	2331.082	10
50	10	3,3	1,68	schwarz	04120698	03.36.02.2029	2331.102	10
125	4	1,5	0,66	violett	06847513	03.36.02.2021	2332.042	10
125	6	2,0	1,44	grün	06847536	03.36.02.2023	2332.062	10
125	8	2,5	2,34	blau	06847542	03.36.02.2024	2332.082	10
125	10	3,3	4,00	schwarz	06847559	03.36.02.2022	2332.102	10

nutrisafe2
HIGHFLOW SONDE

Ernährungssonde aus thermosensiblen Polyurethan (PUR)
für eine komplikationsfreie, kurz- und mittelfristige Therapie
im Rahmen der CPAP-Beatmung

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz
- ▶ Distal geschlossen mit zwei seitlichen Öffnungen
- ▶ Röntgenkontrastfähigkeit ermöglicht die exakte Lagekontrolle
- ▶ Zentimetermarkierungen als Indikator für die eingeführte Länge
- ▶ Vergrößerter Innendurchmesser bei gleichem Außendurchmesser erhöht die Durchflussrate um 48 % im Vergleich zu einer herkömmlichen 4 Fr/40 cm nutrisafe2-Sonde




Sonde		Totr.-Vol. ml	Farbcode	E-PZN	PZN	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Fr						
40	4	0,38	violett	16797101	16797087	1364.0425	25

nutrisafe2
SONDE MIT MANDRIN

Ernährungssonde aus thermosensiblen Polyurethan (PUR) für eine
kurz- und mittelfristige Ernährungstherapie bis zu 29 Tage

PUR ist ein weicher und transparenter Kunststoff.
Dieses Material ist sehr flexibel, langlebig und
enthält keine Weichmacher.

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Distal geschlossene Sonde mit zwei seitlichen Öffnungen
- ▶ Gute Griffigkeit des Ansatzes durch seitliche Rillen
- ▶ Röntgenkontrastfähig
- ▶ Numerische Zentimetermarkierungen:
 - 5 cm bis 35 cm bei 75-cm-Sonden
 - 5 cm bis 70 cm bei 125-cm-Sonden
- ▶ Farbkodierung der Sondenverschlusskappe zur Größenbestimmung
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Sonde		Totr.-Vol. ml	Farbcode	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Fr						
75	14	7,5	dunkelgrün	09646985	03.36.02.2012	1363.1421	25
75	16	9,8	orange	09646991	03.36.02.2020	1363.1621	25
75	18	12,3	rot	09647016	03.36.02.2019	1363.1821	25
125	10	6,3	schwarz	10304250	03.36.02.2018	1362.1021	25
125	12	10,3	weiß	10304267	03.36.02.2030	1362.1221	25
125	14	12,3	dunkelgrün	09646956	03.36.02.2031	1362.1421	25
125	16	16,0	orange	09646962	03.36.02.2013	1362.1621	25
125	18	20,3	rot	09646979	03.36.02.2015	1362.1821	25

nutrisafe2
SPRITZEN

Für nutrisafe2-Ernährungssonden

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Einfaches und sicheres Handling
- ▶ Gut lesbare, eindeutige Skalierung



VY-P Spritzen

Volumen ml	Ausführung	Markierungen ml	E-PZN	PZN	Art.-Nr.	V.E.
1	zentrische Konnektion	0,01	16956999	16167512	1015.014	100
2,5	zentrische Konnektion	0,1	16957007	16167529	1015.024	100
5	zentrische Konnektion	0,2	16957013	16167535	1015.054	100
10	zentrische Konnektion	0,2	16957036	16167541	1015.104	100
20	zentrische Konnektion	0,5	16956982	16797064	1015.204	80
20	exzentrische Konnektion	0,5	16957042	16167558	1015.214	80
60	exzentrische Konnektion	1,0	16957059	16167564	1015.604	60

A-VY Spritzen

Volumen ml	Ausführung	Markierungen ml	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
1	zentrische Konnektion	0,01	09447027	03.29.01.1120	1015.013	160
2,5	zentrische Konnektion	0,1	09381096	03.29.01.1119	1015.023	130
5	zentrische Konnektion	0,2	09447033	03.29.01.1118	1015.053	100
10	exzentrische Konnektion	0,2	09447056	03.29.01.1116	1015.103	100
20	exzentrische Konnektion	1,0	09447062	03.29.01.1117	1015.213	100
35	zentrische Konnektion	1,0	11125288	-	1015.352	50
60	exzentrische Konnektion	1,0	09447079	03.29.01.1115	1015.603	50

nutrisafe2
UV-SCHUTZ SPRITZEN

Für nutrisafe2-Ernährungssonden

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Für lichtempfindliche Medikamente
- ▶ Einfaches und sicheres Handling
- ▶ Gut lesbare, eindeutige Skalierung
- ▶ Mit Spritzenverschlusskappen im Set verpackt
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung



Volumen ml	Ausführung	Markierungen ml	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
1	zentrische Konnektion	0,01	06847068	03.29.01.1122	1022.012	50
2,5	zentrische Konnektion	0,1	06847074	03.29.01.1124	1022.022	50
5	zentrische Konnektion	0,2	06847080	03.29.01.1123	1022.052	50
10	zentrische Konnektion	0,5	09381104	03.29.01.1121	1022.102	50

nutrisafe2
SCHWERKRAFTINFUSIONSHALTER

Zur einfachen Unterstützung der Schwerkraft-Applikation

- ▶ Für 20 ml und 60 ml nutrisafe2-Spritzen
- ▶ Zur Befestigung an Infusionsständern mittels Fixierhilfe
- ▶ Flexibel einstellbar
- ▶ Abwischbar und mehrfach verwendbar
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Spritzenpumpe	0VKSN50C6	1

nutrisafe2

VERLÄNGERUNGEN

MIC-Key / Überleitungssystem




Abb.	Produktbeschreibung	Konnektor	Lcm	PZN	HiMi-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
1.	MIC-Key-Verbindung	gerade	30	09918188	03.36.06.5004	5307.1103	10
1.	MIC-Key-Verbindung	gerade	60	09918194	03.36.06.5006	5307.1106	10
2.	MIC-Key-Verbindung	abgewinkelt	30	09918202	03.36.06.5005	5307.2103	10
2.	MIC-Key-Verbindung	abgewinkelt	60	09918219	03.36.06.5007	5307.2106	10
3.	Überleitungssystem	nutrisafe2-Adapter	15	11125176	03.36.06.5009	339.0172	25
4.	Überleitungssystem	Stufenadapter	18	09918171	03.36.06.5008	339.0182	25

nutrisafe2

VERLÄNGERUNGEN OHNE KLEMME

- ▶ Mit männlichem und weiblichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit Verschlusskappe
- ▶ Verbessertes Handling durch Verwendung von Griffflügeln und längerer Ausformung des Ansatzes



Verlängerung		Totr.-Vol.	PZN	HiMi-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm	ml				
30	1,5 x 2,5	0,66	09716220	03.99.99.0024	368.032	50
100	1,5 x 2,5	1,90	09716237	03.99.99.0024	368.102	50
150	1,5 x 2,5	2,80	09716243	03.99.99.0024	368.152	50
150	2,8 x 4,0	9,40	06170602	03.99.99.0024	369.152	25

nutrisafe2

VERLÄNGERUNGEN MIT KLEMME

- ▶ Mit männlichem und weiblichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit Robertsklemme und Verschlusskappe
- ▶ Verbessertes Handling durch Verwendung von Griffflügel und längerer Ausformung des Ansatzes
- ▶ Einzeln steril verpackt



Verlängerung		Totr.-Vol.	PZN	HiMi-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm	ml				
100	1,5 x 2,5	1,86	17910373	17910367	368.1021	50
150	1,5 x 2,5	2,74	17910404	17910396	368.1521	50

nutrisafe2
AUFZIEHHALM MIT FILTER

Zum sicheren und sauberen Aufziehen von Nahrungslösung oder Medikamenten

- ▶ Männlicher nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit 5-µm-Filter
- ▶ Einzeln steril verpackt



Aufziehhalm		Ausführung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm					
10	1,5 x 2,5	standard	17888768	03.99.99.1026	817.105	50

nutrisafe2
AUFZIEHHALM

Zum sicheren und sauberen Aufziehen von Nahrungslösung oder Medikamenten

- ▶ Männlicher nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Aufziehhalm		Ausführung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm					
5	1,2 x 2,0	standard	10178727	03.99.99.1026	817.052	100
15	2,0 x 3,3	standard	06637626	03.99.99.1026	817.152	50
15	3,0 x 4,2	groß	06641705	03.99.99.1026	817.153	50
20	2,0 x 3,3	standard	06846755	03.99.99.1026	817.202	50
20	3,0 x 4,2	groß	06846761	03.99.99.1026	817.203	50
30	3,0 x 4,2	groß	09527269	03.99.99.1026	817.302	50
50	2,0 x 3,3	standard	06846778	03.99.99.1026	817.502	20

nutrisafe2
AUFZIEHKANÜLE

Zum sauberen Aufziehen von Nahrungslösung oder Medikamenten

- ▶ Männlicher nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Aufziehkanüle		PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm				
5,2	0,86 x 1,10	10178710	03.99.99.1026	817.002	100

nutrisafe2
UNIVERSELLER SPIKE

Zum sicheren und sauberen Aufziehen von Nahrungslösung und Medikamenten

- ▶ Männlicher nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit Verschlusskappe
- ▶ Entspricht den Vorgaben der TRBA 250 (Vermeidung von Nadelstichverletzungen)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Universeller Spike		Totr.-Vol. ml	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Lcm	Ø mm					
3,15	2,5 x 3,7	0,51	07369406	03.99.99.1027	281.062	10

nutrisafe2
SPIKE MIT KAPPE

Zum sicheren und sauberen Aufziehen von Nahrungslösung und Medikamenten

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit Verschlusskappe
- ▶ Überkopfentnahme möglich
- ▶ Entspricht den Vorgaben der TRBA 250 (Vermeidung von Nadelstichverletzungen)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



für Flasche Ø mm	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
14	06846809	03.99.99.1028	821.012	50
20	06846815	03.99.99.1028	821.022	25

nutrisafe2
FLASCHENVERSCHLUSSKAPPE

Zum sicheren und sauberen Aufziehen von Nahrung und Medikamenten

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Passend für Drehverschlüsse mit Ø 18, 20, 22 oder 28 mm Gewinde
- ▶ Überkopfentnahme möglich
- ▶ Entspricht den Vorgaben der TRBA 250 (Vermeidung von Nadelstichverletzungen)
- ▶ Mit Verschlusskappe
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln unsteril verpackt



für Flasche Ø mm	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
18	09527298	03.99.99.0014	820.18	20
20	07369435	03.99.99.0014	820.20	20
22	07369441	03.99.99.0014	820.22	20
28	07369458	03.99.99.0014	820.28	20

nutrisafe2
BELÜFTUNGSKAPPE

Zum hygienischen Verschließen von nutrisafe2-Spritzen bei Schwerkraftapplikation von Nahrung

- ▶ Passend für 20 ml und 60 ml nutrisafe2-Spritzen
- ▶ Mit Partikelfilter
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Spritzenart	für ml	Art.-Nr.	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
A-VY	20	1015.213	09527275	03.99.99.0014	818.23	50
A-VY	60	1015.603	09527281	03.99.99.0014	818.63	50
VY-P	20 und 60	1015.214/.204/.604	16797213	03.99.99.0014	818.07	30

nutrisafe2
SONDENVERSCHLUSSKAPPE

Zum Verschließen von nutrisafe2-Ernährungssonden, nutrisafe2-Dreiwegehahn und nutrisafe2-Y-Konnektor

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Sondenverschlusskappe	04120592	03.99.99.1014	829.01	100

nutrisafe2
SPRITZENVERSCHLUSSKAPPE

Zum Verschließen von nutrisafe2-Spritzen

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln oder im Set zu 8 Stück steril verpackt



	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
einzeln verpackt	06846844	03.99.99.1014	828.01	100
im Blister zu 8 Stück	06846850	03.99.99.1014	828.08	100

nutrisafe2
STUFENADAPTER

Zur Konnektion an PEG-Sonden

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit Stufenadapter zur Konnektion an PEG-Sonden
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Stufenadapter	12426477	03.99.99.1016	368.12	30

nutrisafe2
TRICHTERADAPTER

Zur Konnektion an enterale Überleitungssysteme

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Ernährungssonden (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit weichem Trichteransatz zur Konnektion an enterale Überleitungssysteme
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Trichteradapter	10178584	03.99.99.1017	368.02	30

nutrisafe2
MÄNNLICH-MÄNNLICH-ADAPTER

Zum Mischen von Medikamenten oder Nahrungslösungen und Umfüllen von Medikamenten

- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Männlich-männlich-Adapter	12426483	03.99.99.1029	368.22	30

ADAPTER ENFIT™ – nutrisafe2

Der Adapter ist ausschließlich für die enterale Ernährung vorgesehen. Der Adapter mit weiblichem ENFit™-Ansatz und männlichem nutrisafe2-Ansatz ermöglicht die Verbindung einer ENFit™-Sonde mit einer/einem nutrisafe2-Spritze/Überleitungssystem.

- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln unsteril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Adapter ENFit™–nutrisafe2	14262353	03.99.99.0024	0VEACC510	50

nutrisafe2
Y-KONNEKTOR

Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Ernährungssonden (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt



Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Y-Konnektor	06158825	03.99.99.1017	368.42	50

nutrisafe2
DREIWEGEHAHN

Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten

- ▶ Mit weiblichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Ernährungssonden (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Mit männlichem nutrisafe2-Ansatz zur Konnektion an nutrisafe2-Spritzen (kein Luer-Lock-Ansatz)
- ▶ Druckbeständig bis 10 bar
- ▶ Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- ▶ Einzeln steril verpackt




Material	Totr.-Vol. ml	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Polycarbonat	0,26	06847602	03.99.99.0012	5802.01	50

Grip-Lok®
Ernährung

Zur hautschonenden Fixierung von nasalen
Ernährungssonden in der Neonatologie und Pädiatrie

- ▶ Einfache, schnelle und sichere Fixierung
- ▶ Sicherer und fester Halt der Ernährungssonde
- ▶ Wiederholte Lagekorrektur der Ernährungssonde ist durch den Klettverschluss möglich
- ▶ Optimale Fixierung der Ernährungssonde auch bei den kleinsten Patienten durch individuelle Größenanpassung des Grip-Lok®
- ▶ Leichte, schmerzarme Entfernung ohne Rückstände
- ▶ Hypoallergen und latexfrei zur Vermeidung allergischer Reaktionen
- ▶ Hydrokolloid-Pflaster
- ▶ Einzeln steril verpackt



- ▶ Um die Größe des Grip-Lok® anzupassen, kann es in der Mitte halbiert werden
- ▶ Die Klebefläche sorgt für einen optimalen Halt der Ernährungs-sonde



- ▶ Durch das Umklappen des Klett-verschluss wird die Sonde fest fixiert und verhindert somit ein Verrutschen
- ▶ Der Klattverschluss kann beliebig oft geöffnet und verschlossen werden

Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	V.E.
Grip-Lok®	17530914	03.99.99.0025	5804.11	50



nutrisafe2

HEMOCARE-VERSORGUNG

Sie haben einen Patienten, den Sie in das häusliche Umfeld entlassen können und werden gefragt, wie die Versorgung zuhause mit nutrisafe2-Produkten gewährleistet werden kann?

Hierfür stehen Ihren Patienten zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

WO SIND DIE PRODUKTE ERHÄLTICH?



Unsere nutrisafe2 -Produkte können stressfrei über unseren Online-Shop bestellt werden



oder über die Bestell-Hotline des favorisierten Hemecare-Dienstleisters.



nutrisafe2

FÜR SIE DA: Unsere Hemecare-Partner

Ganz gleich, wo unsere Produkte in Deutschland benötigt werden: Die Versorgung mit nutrisafe2 ist sicher.

Dafür sorgen wir gemeinsam mit bewährten Hemecare-Dienstleistern:



AKP PLUS Dienstleistungs-GmbH

Hemsack 15 b
59174 Kamen

Tel: +49 (0)2307 92679-0
www.akp-plus.de
Email: info@akp-plus.de



Milchwiese GmbH

Kaiserdamm 19
14057 Berlin

Tel: +49 (0)30 89 40 20 44
www.milchwiese.de
Email: info@milchwiese.de



SELIMED GmbH

Lortzingstr. 16
58540 Meinerzhagen

Tel: +49 (0)2354 70883-0
www.selimed.de
Email: info@selimed.de

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: **info-de@vygon.com**

Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinesfalls vertraglichen Charakter.

VYGON GMBH & CO. KG
PRAGER RING 100 – 52070 AACHEN – DEUTSCHLAND
TEL.: +49 (0)241 9130 0 – FAX: +49 (0)241 9130 106

www.vygon.de

99931 / Stand 2022-09

