

NOBAMED Paul Danz AG

NOBAZELLTUPF®-steril

REF 209405

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Durch die mit Perforationen versehene sterile Zellstofftupferrolle lassen sich die Tupfer praktisch abnehmen. Der einzelne Tupfer hat die Maße 4 cm x 5 cm. Sie eignen sich zur Vorbereitung von einfachen Punktionen mit geringem Risiko, z.B. Venenpunktionen zur Blutabnahme.

Kontraindikationen

Sterilisierte Zellstofftupfer sind zur Vorbereitung von Punktionen höherer Risikoklassen, z.B. Gelenkpunktionen oder Punktionen von Organen <u>nicht</u> geeignet. Hier sind einzeln verpackte sterile Tupfer zu verwenden.

Nicht bei einer bekannten Allergie gegen die unten genannte Komponente einsetzen

Zusammensetzung

Cellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAZELLTUPF®-steril ist ein Medizinprodukt nach MPG und der Richtlinie 93/42/EWG und wird in Klasse Is, Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Stand der Information: 12.04.2019 [Rev4]

ersetzt: 23.09.2015 [Rev3]

Verpackung

Primär-

verpackung: Folie-Folie-Verpackung

Sekundär-

verpackung: Karton aus

Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:









