



WEPA.shop



Netzteil für aponorm® Oberarm- Blutdruckmessgeräte

Artikel-Nr. 047154

Schluss mit Batteriewechsel: Mittels Netzteil können
Ihre Kunden Ihr aponorm® Oberarmmessgerät auf
Strombetrieb umstellen.



BESCHREIBUNG

Mit dem aponorm® Netzteil können die Oberarmmodelle der Marke (alle Generationen) an das Stromnetz angeschlossen werden. So wird ein Batteriewechsel hinfällig und die Umwelt wie Geldbeutel geschont.

Technische Daten:

- Input: 100-240 V DC, 50/60 Hz
- Output: 6 V, 600 mA

MERKMALE

Anwendung	Oberarm
Typ	Zubehör
Zubehör	Einzelteile Sonstiges
Warenpräsentation	Einzelware
PZN	02480228
Verpackungseinheit	1