




Ersatzfilter für aponorm® Inhalator Compact

Artikel-Nr. 047407



Filtert die Luft für eine keimfreie Inhalation.



BESCHREIBUNG

Bei der Nutzung von Inhalationsgeräten sollte der enthaltene Filter regelmäßig vom Patienten (z. B. nach jeder 10. Anwendung) auf Verschmutzungen kontrolliert werden.

Verändert sich die Farbe des Filters, ist verstopft oder feucht, muss er ausgewechselt werden. Spätestens jedoch nach einem Jahr, um eine optimale Inhalation zu gewährleisten. Je nach Anwendungshäufigkeit kann auch ein kürzeres Wechselintervall erforderlich sein (z. B. alle 4 bis 6 Monate).

MERKMALE

Typ

Ersatzfilter

Verpackungsform	Beutel
Zubehör	Einzelteile Ersatzteile
Inhalt (Stück)	3
Warenpräsentation	Einzelware
PZN	11083880
Verpackungseinheit	1