

mediven plus®

**Man erlebt Zuverlässigkeit.
So sicher ist bewährte Kompression.**

Geeignet für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen*

- Varikose
 - Primäre und sekundäre Varikose
 - Varizen in der Schwangerschaft
 - Die Sklerosierungstherapie unterstützend
 - Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Chronische Veneninsuffizienz (CVI) der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C1 bis C5 nach CEAP
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis
- Tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom

Eigenschaften

- Hohe Strapazierfähigkeit und blickdichte Optik
- Optimaler Sitz durch Plus-Ferse, optimierte Fußspitze, gerippte Sohlenverstärkung und 5 cm breites Bündchen
- Besonders für empfindliche und starke Oberschenkel empfohlen
- Maxi-Leibteil als Standard-Variante




Waschanleitung

Pflegeleicht 
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

* Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



Maxi-Leibteil als Standard-Variante



Komfortable Plus-Ferse und zuverlässige Sohlenverstärkung



5 cm breites Bündchen

Produkt-Vorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012/2013.

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 1	17.06.01.0023	–	17.06.03.0019	17.06.04.0023	17.06.04.0023	17.06.04.0023
Serie CCL 2	17.06.01.1050	–	17.06.03.1046	17.06.04.1038	17.06.04.1038	17.06.04.1038
Serie CCL 3	17.06.01.2026	–	17.06.03.2023	17.06.04.2015	17.06.04.2015	17.06.04.2015
Maß CCL 1	17.06.10.0027	17.06.11.0013	17.06.12.0026	17.06.13.0025	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1047	17.06.11.1020	17.06.12.1045	17.06.13.1043	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2017	17.06.11.2008	17.06.12.2016	17.06.13.2015	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Topband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 49 – 58
Abschluss	AD Trikotrand, Topband basic small AF und AG Topband basic, Topband extra, Topband sensitive, Topband platinum Alle Topbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille Maxi-Leibteil: Größe I – III: schmaler Zwickel hinten bis Taille Größe IV – V: breiter Zwickel hinten bis Taille Größe VI – VII: extrabreiter Zwickel hinten bis Taille AT / U mit geschlossenem Leibteil AT / H Schlitz quer
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 36 – 43

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	25 %	75 %
CCL 2	31 %	69 %
CCL 3	37 %	63 %

medi Tipp:



medi Butler
erleichtern das Anziehen

medi Haut- und Gestrickpflege
bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 86

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Rosé
S + M

Bronze
S + M

Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M



Erhältlich mit funkelnden
Swarovski® Kristallen.**



* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.
** Swarovski® ist eine eingetragene
Handelsmarke der Swarovski AG.