

mediven® forte

Man fühlt Schutz. So stark ist
wohltuende Kompression.

Geeignet für:

- Frauen / Männer
- Übergewichtig / adipös
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen*

- Varikose
 - Primäre und sekundäre Varikose
 - Varizen in der Schwangerschaft
 - Die Sklerosierungstherapie unterstützend
 - Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Chronische Veneninsuffizienz (CVI) der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C2 bis C5 nach CEAP
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis
- Tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom

Eigenschaften

- Kräftiges, strapazierfähiges Material für noch mehr Tiefenwirkung
- Maximale Druckstabilität den ganzen Tag
- Formstabiler Softbund am AD-Abschluss
- Blickdichte Optik
- Fühlbare Frische durch die antibakterielle Wirkung
- 2-flächiger Fußabschluss



- 2 Fußlängen bei Serie mit Fußspitze:
 - Kleiner Fuß bis 23 cm
 - Großer Fuß ab 23 cm
- „Haftband weit“ ist wie folgt gekennzeichnet:
Schachteletikett: 
Einnähetikett: Haftband W

Waschanleitung

Pflegeleicht     
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

* Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patienten.



AD-Strumpf mit offener Fußspitze



Strapazierfähiges Gestrück



Formstabiler Softbund am
AD-Abschluss

Produkt-Vorteile



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 2	17.06.01.1130	–	17.06.03.1121	17.06.04.1140	–	–
Serie CCL 3	17.06.01.2043	–	17.06.03.2039	17.06.04.2030	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1025	17.06.11.1021	17.06.12.1024	17.06.13.1034	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2009	17.06.11.2009	17.06.12.2008	17.06.13.2010	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführung	möglich, siehe Seite 49 – 58	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband
	AF und AG	Trikotrand, Noppen-Haftband, Multifunktionshaftband, Hüftbefestigung und Noppen-Haftband mit Motiv, Sensitive-Haftband Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT	Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze	

Material-Zusammensetzung

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 2	21 %	79 %
CCL 3	26 %	74 %

medi Tipp:



medi Butler
erleichtern das Anziehen



medi Haut- und Gestrickpflege
bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 86

Material

Kräftig

Kompressionsklasse

CCL 2, 3

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Rosé*
S + M

Bronze*
S + M

Beige*
S + M



Erhältlich mit funkelnden
Swarovski® Kristallen.*



* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.
** Swarovski® ist eine eingetragene
Handelsmarke der Swarovski AG.