



Fachinformation

parodur Liquid

Mundspüllösung

0,05 % CHX

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Bezeichnung

parodur Liquid
Parodontitis- und Periimplantitis-Prophylaxe

Lang anhaltender Schutz der Zähne und Implantate durch wirksame Zahnfleischpflege.
Reduziert bakteriellen Zahnbelag und verhindert dessen Neubildung.

Bestandteile / Ingredients

AQUA, XYLITOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE,
MENTHA ARVENSIS OIL, SODIUM SACCHARIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
SODIUM FLUORIDE, CI 19140, CI 42090, LIMONENE
Enthält Natriumfluorid 250 ppm
Ohne Alkohol

Anwendungsgebiete und Eigenschaften

parodur Liquid dient der Pflege von Zahnfleisch und Mundschleimhaut sowie der Vorbeugung von Entzündungen des Zahnbettes (Parodontitis, Periimplantitis) und des Zahnfleisches (Gingivitis).
parodur Liquid eignet sich auch zur Anwendung für Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand (z.B. bei Rauchern, Diabetes, Krebstherapie, bei Rheuma).
Fluorid und Xylit schützen vor Karies und Fluorid hilft zusätzlich bei empfindlichen Zahnhälsen.

Art der Anwendung

parodur Liquid wird zur Vervollständigung der Mund- und Zahnpflege 1 - 2 mal täglich nach dem Zähneputzen angewendet. Die Dosierkappe mit 10 ml der gebrauchsfertigen Lösung füllen und ca. 30 Sekunden gründlich spülen. Nicht mit Wasser nachspülen.

Hinweis

Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe sollte *parodur* Liquid nicht angewendet werden.

Haltbarkeit

Nach dem Öffnen ist die Mundspüllösung 6 Monate haltbar.

Darreichungsform und Packungsgröße

200 ml e

Gebrauchsfertige Lösung in PET Flasche mit Dosierbecher
PZN 09735499

Stand der Information

Oktober 2015

Weitere Informationen über www.legeartis.de

0026211/Stückzahl1015/Bestelldatum